

Staalafname van uitstrijkjes van laesies voor personen met vrouwelijke genitaliën

Volg deze stappen om uw dagelijkse staalafname van een uitstrijkje van laesies te voltooien. Scan de code om een stapsgewijze video te zien.



Belangrijk om te onthouden vóór uw uitstrijkje:



Ga naar een privéruimte of badkamer om uw uitstrijkjes af te nemen.



Voer het uitstrijkje minstens 1 uur vóór of na een bad of douche uit.



Was en droog uw handen zorgvuldig.



Raak het topje van de wisser niet aan.



Vul het etiket van de flacon volledig in.

01

Kies het nieuwste, recentste, natste of ernstigste gebied met vocht gevulde blaren of open zweren.




02

Bestrijk de laesie met een stevige cirkelbeweging gedurende minstens 10 tot 15 seconden. Draai de wisser verschillende keren zodat alle zijden van de wisser worden blootgesteld aan de laesies. Bestrijk het hele gebied om een goede mix van alle soorten laesies te bestrijken. Vermijd korsten of gebieden die aan het genezen zijn.




03

Als er met vocht gevulde blaren zijn, schraap er dan met het andere, stompe uiteinde van de wisser over. Gebruik dan de gewatteerde punt om stevig over de onderliggende huidlaag te vegen, waardoor het vocht wordt opgenomen.



04

Plaats de wisser in de flacon. Trek de wisser iets omhoog en buig of breek de steel zodat deze kort genoeg is en u het deksel kunt sluiten. Zorg ervoor dat u de inhoud van de flacon niet morst. Schroef het deksel van de flacon er stevig op om lekken te voorkomen.



Belangrijk om te onthouden na uw uitstrijkje:



Plak het etiket op de flacon en zorg ervoor dat alle informatie zichtbaar is.



Was en droog uw handen opnieuw zorgvuldig.



Vul uw eDagboek volgens de instructies in.

Als u vragen hebt, stelt u deze aan uw studiearts of -verpleegkundige.